

Kit de cautérisation à double température

L'outil parfait pour la cautérisation, le système de cautérisation Gemini à piles offre deux températures de fonctionnement différentes : 2200 °F et 1300 °F. Les embouts en nickel-chrome facilement remplaçables et autoclavables nécessitent moins d'énergie et offrent une plus longue durée de vie de la batterie. L'entretoise de batterie pratique convertit la pièce à main de haute température en basse température.

Livré complet avec piles AA standard, entretoise de batterie, 2 embouts nickel-chrome, tailles 5 mm et 10 mm, le tout dans un étui en plastique dur avec mousse découpée à l'emporte-pièce pour un rangement pratique. Embouts de rechange en paquets de 10.

* Ne pas utiliser sur les humains.

ARTICLE	PRODUIT
59017	Kit de cautérisation Gemini
59018	Pointes de rechange, 5 mm
59019	Pointes de rechange, 10 mm

