

Thermomètre de laboratoire mono voie

- Ce thermomètre est mono voie, possède une prise de type K
Arrêt automatique Indication de batterie faible. Écran LCD de 45 mm avec rétroéclairage et indicateurs de fonction. Boîtier en ABS résistant aux chocs avec étui de protection en caoutchouc et support rabattable Fourni avec étui de transport, sonde rectale \varnothing 1mm
- Résolution sélectionnable de 0,1°C
- Mesures en °C, °F ou Kelvin, sélectionnables
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de batterie faible
- Ecran LCD 45 mm avec rétroéclairage et indicateurs de fonction
- Livré avec 1 sondes diamètre OD +/- 1mm
- Dimensions 162 x 76 x 39mm
- Batterie uniquement 1 x 9V PP3 (LR-61)
- Poids 290g
- 2 ans garantie
- Certificat de calibration (méthode de mesure UKAS)
- Référence VET-610B



- Livré avec 1 sondes type K (thermocouple) diamètre OD +/- 1mm (garantie 6 mois)

