

Thermomètre de laboratoire double voies indépendantes

- Ce thermomètre prend en charge l'utilisation de sondes de type K ou J. Le type de sonde (K/J) peut être changé en insérant la sonde du type choisi dans l'appareil et en appuyant sur le bouton de réglage pour changer la configuration de l'appareil.
- Résolution sélectionnable de 0,1°C
- Mesures en °C, °F ou Kelvin, sélectionnables
- Mise hors tension automatique
- Indicateur de batterie faible
- Ecran LCD 55 mm avec rétroéclairage et indicateurs de fonction
- Livré avec 2 sondes diamètre OD +/- 1mm
- Dimensions 185 x 66 x 33mm
- Batterie uniquement 1 x 9V PP3 (LR-61)
- Poids 245g
- 2 ans garantie
- Certificat de calibration (méthode de mesure UKAS)
- Référence VET-959



- Livré avec 2 sondes type K (thermocouple) diamètre OD +/- 1mm (garantie 6 mois)

