

Solutions efficaces pour l'identification animale.

Les **étiquettes d'oreille** pour animaux sont fabriquées en Monel, un alliage nickel-cuivre utilisé pour son excellente combinaison de résistance à la corrosion, de résistance et de flexibilité. Les étiquettes sont légères et peuvent être utilisées dans des études chroniques.

Nous proposons de types de marquages :

- Les étiquettes standard estampillées (empreinte numérotées)
- Les étiquettes gravées au laser offrant une meilleure visibilité que la version standard

Ces étiquettes d'oreille sont disponibles avec des chiffres ou des lettres avec au maximum, par étiquette, 6 caractères (exemple : 1 lettre avec 5 chiffres).

L'étiquette est facilement appliquée avec un applicateur spécial, référencé VET1005S1.

Pour plus d'informations, nous contactez-nous



Figure 1 - Version Laser

Référence	Version	Marquage	Référence	Version	Marquage
1-500	1005-1 Tags	Estampillé	1-500	1005-1L1	Laser
501-1000	1005-1 Tags	Estampillé	501-1000	1005-1L1	Laser
1001-1500	1005-1 Tags	Estampillé	1001-1500	1005-1L1	Laser

Consultez nos autres produits pour l'identification animale www.vetolabo.fr

Avec toute ma considération.