



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Injecteur stérile Nano

Injecteur stérile monobloc «**Vetolabo**Nano» est doté de la plus petite puce vendue sur le marché. Pour une injection confortable pour l'utilisateur et presque indolore pour l'animal, l'aiguille ne mesure que 1,6 mm de diamètre et peut être utilisée pour les animaux de très petite taille (code fabricant : 955). **Vetolabo** -Nano (code 22) est agréée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation.



Injecteur stérile monobloc
puce : 1,2 mm x 7 mm / aiguille : 1,6 mm

- Ergonomique
- Prêt à l'emploi
- Biocompatible
- Fiabilité et sécurité
- Simplicité d'utilisation
- Performances de lecture
- Miniaturisation de la puce
- Réduction de la taille de l'aiguille
- Certification internationale iso 11784/11785



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Injecteur stérile Tiny

Injecteur stérile monobloc **Vetolabo Tiny**», doté d'une puce de très petite taille (1,4x8mm), spécialement conçu pour les petits animaux (code fabricant : 955). Pour une injection plus confortable pour l'animal la puce a été miniaturisée et l'aiguille ne mesure que 1,75 mm de diamètre. Le poids du transpondeur est de 0,031gr (tests réalisés sur 10 puces avec valeur moyennée et sur deux balances différentes).



Injecteur stérile monobloc
puce : 1,4 mm x 8 mm / aiguille : 1,75 mm

- Ergonomique
- Prêt à l'emploi
- Biocompatible
- Fiabilité et sécurité
- Simplicité d'utilisation
- Performances de lecture
- Puce anti-migration
- Miniaturisation de la puce
- Poids du transpondeur 0,031 gr
- Réduction de la taille de l'aiguille
- Clic anti-retour
- Livré avec 6 étiquettes code à barres
- Certification internationale iso 11784/11785 et ICAR

ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Franck Paolicelli



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Conçu en collaboration avec des vétérinaires, la forme et l'ergonomie du lecteur permettent de ne pas effrayer l'animal. Sous un volume très réduit, le lecteur portable RS100 V8 offre d'excellentes performances.

Il lit les puces conformes à la norme ISO 117484 et 117485 et plus précisément les puces de type FDX B et HDX.



Caractéristiques techniques

- Distance de lecture de 4 à 10 cm selon type de transpondeur
- Transmission de donnée par liaison USB / bluetooth
- Dimensions de 15 x 18 x 3.5 cm pour un poids de 140 g
- Affichage de 4 lignes de 16 caractères paramétrable en 6 langues
- Fonction mémorisation, capacité de stockage de 1000 identifiants transmissibles vers pc via liaison USB
- Lecteur normalisé CE et conforme iso 11784/11785
- Alimentation : batterie lithium / polymère 1400 mAH, rechargeable sur port USB

Utilisation :

Ce modèle est un lecteur portatif de transpondeurs d'identification radio-fréquence pour animaux. Il combine le décodage, la vérification, la lecture la transmission des données vers PC.

Livré avec sa valise de transport



ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Franck Paolicelli



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

FICHE PRODUIT

Lecteur RS1-F1 (R02-0717)

Ce lecteur est spécialement dédié à la lecture des puces électroniques servant à identifier les petits animaux. Il lit les puces conformes à la norme ISO 117484 et 117485 et plus précisément les puces de type FDX B et HDX.



Lecteur de poche RS1-F1

Caractéristiques techniques

- Batterie : lithium-ion, rechargeable sur port USB d'un pc
- Dimensions : 107x48x24 mm
- Poids : 50 g
- Afficheur : LCD rétro-éclairé
2 lignes de 16 caractères
- Distance de lecture : 4 à 10 cm selon type de transpondeur

Utilisation :

Ce modèle est un lecteur portatif de transpondeurs d'identification radio-fréquence pour les petits animaux.

Il combine le décodage, la vérification et la lecture des signaux des transpondeurs basse fréquence de type FDX B et HDX.

Malgré sa taille réduite la distance de lecture est excellente.

Coffret de transport :

Il contient un lecteur RS1-F1, un câble USB et un manuel utilisateur.



ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Franck Paolicelli