

# Poinçon d'oreille

Poinçon Inox - trou 2mm  
Code [VET1538](#)

Poinçon Inox à levier 2mm  
Code [VET1539](#)




Poinçon inox existe Ø 1 et 2mm  
Longueur 10.5cm

1mm code [VET22001-10](#)

2 mm code [VET22002-10](#)



Fabriqué en acier inoxydable. Permet de faire un trou de 2 mm à travers l'oreille de l'animal en une seconde seulement. Il peut également être utilisé comme perforateur d'échantillons.



2mm code [VET72893-01](#)