



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Les planches chirurgicales sont constituées d'une seule pièce de NorylTM haute température pour une durabilité et une facilité de nettoyage. Cinq cordons en nylon réglables sont inclus.

Le 508-MS repose à plat sur la table de recherche. Les autres panneaux chirurgicaux comprennent un support incliné pour soulever une extrémité du panneau chirurgical pour un accès plus facile.

Référence 508-MS (Gamme des animaux : jusqu'à 22,9 cm de long)
Dimensions 11.43 x 28cm



Autres dimensions

Référence 510-SS (Gamme des animaux : jusqu'à 30,5 cm de long)
Dimensions 20.63 x 40.50 cm

Référence 509-RS24 (Gamme animale : jusqu'à 4 kilos)
Dimensions 30.5 x 61cm

Référence 509-RS30 (Gamme Animale : 4 à 7 kilos)
Dimensions 30.5 x 76 cm



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes - Mini-Parc Bâtiment 8 - ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 - Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Planche en liège

Référence : P15000.20

- FOND EN LIÈGE PARAFFINÉ
- CARACTÉRISTIQUES


Dimensions 285 x 180 mm



CUVETTE À DISSECTION

 FICHE
PRODUIT

Références : DISSECUV, DISSECUV2



Cuvette en PEHD, très résistante aux solvants. Fond en mousse rigide pour enfoncer des aiguilles. Clips de fixation pour le maintien du fond. Facile à nettoyer. Supporte des températures de -20 à 65 °C. Matière rigide, facile à transporter même pleine. Bords évasés.

Référence	Hauteur	Longueur	Largeur
DISSECUV	50 mm	300 mm	205 mm
DISSECUV2	70 mm	350 mm	235 mm