

Élingues de contention pour rongeurs (Petits animaux)



Caractéristiques / information de commande

	Poids corporel	Taille	Code de commande
Rat	Élingue et système de recouvrement		RFS1
	150 - 250 g	Small	RSFC1
	250 - 350 g	Medium	RSFC2
	350 - 500 g	Large	RSFC3
	500 g et plus	X-Large	RSFC4
Cobaye	Élingue et système de recouvrement		RFS1
	tot 350 g	Small	GPFC1
	350 - 600 g	Medium	GPFC2
	600 - 750	Large	GPFC3
	750 g et plus	X-Large	GPFC4

Cadre

Base en polypropylène avec supports en acier inoxydable. Matériau de base d'un pouce d'épaisseur qui fournit un support robuste qui ne bouge pas.

Des supports et des connecteurs en acier inoxydable maintenus par des vis à oreilles pratiques permettent d'ajuster la hauteur. Le cadre est facile à nettoyer et à démonter lorsqu'il n'est pas utilisé.