

## Sondes d'alimentation flexible jetable stérile

Nos sondes d'alimentation sont conçues pour répondre aux besoins des chercheurs biomédicaux. Les sondes sont principalement utilisées pour le dosage et l'alimentation orale d'animaux de laboratoire.

Leur conception de finition en forme d'olive garantit une insertion avec un risque minimal de perforation.

Ces sondes d'alimentation ont une terminaison LUER.

Plastique flexible terminaison en silicone pour minimiser les traumatismes

Conditionnement d'un lot (100 unités par paquet de 5 sondes stérile)



### Référence

### Désignation

<b>VET2030</b>	Sonde droite 20G – Longueur 30mm – Ø de l'olive 1.75mm
<b>VET2038</b>	Sonde droite 20G – Longueur 38mm – Ø de l'olive 1.75mm
<b>VET1850</b>	Sonde droite 18G – Longueur 50mm – Ø de l'olive 2mm
<b>VET1838</b>	Sonde droite 18G – Longueur 38mm – Ø de l'olive 2mm