



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

Sondes d'aspiration trachéo-bronchique



- Sonde d'aspiration droite 1 œil.
- Sonde stérile standard à usage unique fabriquée en PVC.
- Longueur : 53 cm

CH06 Ø2.0mm	CH08 Ø2.6mm	CH10 Ø3.3mm	CH12 Ø4.0mm	CH14 Ø4.6mm	CH16 Ø5.3mm	CH18 Ø6.0mm
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
VET10622	VET10623	VET10624	VET10625	VET10626	VET10627	VET10628

- Conditionnement : boîte de 100 sondes d'aspiration