



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches



Le CurVet Rat - *Simulateur* qui offre une alternative éthique et réaliste à l'utilisation de rongeurs vivants à des fins de formation et d'enseignement.

Référence RT001

Le CurVet « mannequin » Rat est conçu pour acquérir les compétences requises pour une manipulation humaine et éthique et des compétences procédurales.

Ce mannequin est fabriqué à l'aide d'un matériau qui n'inclut pas de latex mais donne une sensibilité unique à un spécimen vivant. Ce modèle est idéal pour les établissements vétérinaires et biomédicaux et possède plusieurs caractéristiques uniques.

1 -Peau dermatologique réaliste, adaptée pour :

- Réaliser des injections par la plupart des voies conventionnelles
- Identification par micro-puce
- Manipulation et contention
- Mouvement de la tête et de la colonne vertébrale, y compris les membres arrière
- Mouvement latéral et ventral de la tête
- Palais dur avec incisives

L'absence délibérée de fourrure permet de nettoyer et d'assainir ce modèle avec un produit désinfectant.

2- Queue amovible réaliste avec deux veines latérales de queue idéales pour :

- Prélèvement sanguin
- Administration intraveineuse
- Insertion d'un cathéter souple Angiocath

3- Fonctionnalités réalistes telles que :

- Yeux & Palais dur avec incisives
- Extrémités roses membres antérieurs et postérieurs
- Anus et rectum avec une ouverture limitée pour la surveillance de la température



E.S.V.I

Vetolabo

Partenaire de vos recherches

ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex



4- Caractéristiques et avantages :

La queue est amovible, & remplaçable constituée d'un matériau auto-scellant qui lui confère une longue durée d'utilisation.



Consommables

Queue de rechange pour rat CurVet

Référence RT001B

A titre indicatif, jusqu'à 200 injections avant de devoir être remplacée.



CurVet Sang de remplacement pour rat 20 ml

Référence RT001C

Sang artificiel réaliste non toxique.



Kit de remplissage pour queue de rat CurVet

Référence RT001A

Le kit comprend : Tube et raccord en silicone

Sang artificiel réaliste non toxique 20ml

