

Chambres d'induction

Le gaz anesthésique est introduit dans la chambre et dirigé à la cartouche de charbon connectée.

Spécifications :

- Matériau en plexiglas transparent, durable, facile à nettoyer, pratique pour observer l'état anesthésique des animaux.
- Joints à pression positive au niveau des couvercles.
- Les deux orifices d'un côté pour réduire les tubes dans la zone de procédure



Disponibles en 4 tailles.

Référence commande

Modèle	Désignation
V100 - Souris	Chambre d'induction 15x10x10cm
V101 – Rat	Chambre d'induction 24x12x18cm
V102 - Lapin	Chambre d'induction 40x18.5x25cm
V103 – Large	Chambre d'induction 50x30x30cm

Masques Tubulaires 1 taille

L'ensemble du masque (y compris les tubulures) sont fabriqués d'un matériau non métallique adapté aux environnements IRM.



Forte flexibilité et de durabilité

Référence R510-M Masque rat et souris

Supports 1 masque

Le masque tubulaire peut être positionné sur un support fixe (68625) ou la plate-forme fixe (68626), la hauteur du masque est réglable, et il peut également être fixé et placé dans les systèmes d'imagerie IRM, PET et SPECT.

La fonction relevable permet d'ajuster la position de la tête de l'animal en fonction de ses postures. Les masques tubulaires ou les masques coniques peuvent être montés sur le même support.



Référence 68625 + R510-M


Ensemble double supports & masques



Référence 68625 (x2) + R510-M (x2) + (x1) Connecteur R-Y-1 / 4 + (x1) connecteur R-Y-7/8;

Référence	Désignation	Rat	Souris
68625	Support	✓	✓
R510-M	Masques	✓	✓
R-Y-1/4 + R-Y-7/8	Connecteurs	✓	✓

Ensemble 5 supports & 5 masques



Référence 68625 (x5) + R510-M (x5) + un connecteur R-FM-EOC

Référence	Désignation	Rat	Souris
68625 x 5 R510-M X5 R-FM-EOC	Supports Masques Collecteur + Tubes	✓	✓



Masques Coniques 3 l


Référence	Désignation	Ø O.D taille	Ø I.D taille	Longueur	Masque modèle
68680	Masque et tubing pour souris Néonatale <15g	13mm	5mm	24mm	68683
68681	Masque et tubing pour souris et Néonatale Rat 15-40g	20mm	10mm	28.5mm	68684
68682	Masque et tubing pour Rat 200-350g	25mm	15mm	38mm	68685

Référence	Description
R.CT.6/15	Concentrique tube 6mm Entrée/15mm, 45cm
68656	Plateforme pour 1 masque
68657	Plateforme pour 5 masques
68630	Plateforme d'anesthésie opératoire

68630 Table d'opération 1 masque dimensions 300x21075mm



68656 Plateforme 1 masque



68657 collecteurs pour 5 masques

