

## CIRE A OS



## REFERENCES

**S 810** CIRE A OS - 12 X 2.5 G

### COMPOSITION:

Cire d'abeille blanc raffinée, paraffine et palmitate d'isopropyle

### INDICATIONS:

contrôle des saignements des surfaces osseuses en agissant comme barrière mécanique

### PRESENTATION:

une pièce de 2.5 g par pochette stérile, boîtes de 12

## CARACTERISTIQUES GENERALES

<b>Fabricant</b>	UNISUR
<b>Lieu de fabrication</b>	INDE
<b>Marquage CE</b>	2019 MDD/QS-074
<b>Emballage</b>	Unitaire
<b>Conditionnement</b>	Boite de 12