

## Tables D'opération Rongeurs 360°

Cette table d'opération pour rongeurs vous permet de réaliser vos opérations chirurgicales avec une inclinaison adaptée. Vous pouvez la faire pivoter à 360° selon vos besoins, ce qui offre une grande souplesse.

### Principales caractéristiques

Cette table d'opération pour rongeurs dispose d'une base ronde qui adhère fermement à la surface. Ses dimensions sont de 250×200×130mm. Elle est très flexible car elle peut tourner sur elle-même à 360° et s'incliner de 40° vers l'avant ou l'arrière.



Modèle : VET-100A

- Plate-forme en aluminium anodisé