



Description du produit : Le système de contention universelle pour lapin est une solution pratique et adaptable, conçue pour assurer le confort et la sécurité des lapins de différentes tailles.

Caractéristiques principales :

- **Réglage selon la taille de l'animal :** Ce système de contention est facilement ajustable pour s'adapter à la taille de votre lapin, couvrant une gamme de poids de 1,5 à 6 kg. Cela garantit un maintien sûr et confortable pour des lapins de toutes tailles.
- **Matériau de haute qualité :** Fabriqué en polyéthylène naturel, ce système de contention est non seulement durable mais aussi doux pour la peau de votre animal, minimisant les risques d'irritations.
- **Facilité d'entretien :** Le nettoyage de ce système est un jeu d'enfant. Il peut être lavé à l'eau chaude, à une température maximale de 60°C, assurant ainsi une hygiène optimale pour votre lapin.

Avantages :

- **Confort et sécurité :** Grâce à son réglage adaptable, ce système offre un maintien optimal tout en garantissant le bien-être de votre lapin.
- **Durabilité :** Le polyéthylène naturel utilisé dans la fabrication de ce produit assure une longue durée de vie et une résistance aux usages répétés.
- **Hygiène :** Facile à nettoyer, ce système de contention assure une propreté constante, réduisant ainsi les risques de maladies pour votre animal.

Conclusion : Le système de contention universelle pour lapin est l'accessoire indispensable pour tout propriétaire soucieux du bien-être de son animal. Avec sa conception adaptable, ses matériaux de haute qualité et sa facilité d'entretien, il offre une solution fiable et pratique pour assurer la sécurité et le confort de votre lapin.

Code produit : VET1.56L