

## Armoire chauffante de récupération

**Description :** Conçu pour faciliter la récupération et les soins postopératoires des petits animaux.

La température de l'air interne peut être surveillée au moyen d'un affichage à LED.

Le ventilateur de circulation d'air est également contrôlé par l'opérateur pour permettre une flexibilité totale.

Dimensions extérieures : H - 500 mm, L - 560 mm, P - 325 mm

Dimensions intérieures : H - 400 mm, L - 500 mm, P - 280 mm

Trois étagères réglables en hauteur

Poids : 8kg

### Spécifications : Référence : VB5

Dimensions Externe : H-500mm W-560mm D-325mm

Dimensions interne : H-400mm W-500mm D-280mm

230 VAC – 0.75 Amp – 180 Watts

Poids 9KG vide – Charge maximum 15kg

Capacité : 15 litres

Température : Thermostat digital – Préréglé à  $37.6^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ , différentiel  $1^{\circ}\text{C}$

Protection thermique : Alarme électronique de surchauffe - Préréglée à  $39,2^{\circ}\text{C}$ . plus coupure thermique à  $41^{\circ}\text{C}$ , réinitialisation automatique.

Bouton : marche/arrêt

Indicateurs : Affichage numérique de la température de l'air interne

Matériau du boîtier ABS

Sécurité électrique IPX1 Anti-gouttes - Certification Classe IIa MDD93/42/CEE

Certification UL n° 0843

