

Luna



LAB/LPB/LTB/LBB

Les balances Luna sont conçues avec un éventail de fonctions et de caractéristiques pour accommoder la plupart des applications de laboratoire. La gamme Luna offre une performance améliorée pour des lectures plus rapides et plus précises. Avec un rétroéclairage élégant et moderne, l'écran impressionnant de la Luna lui donne une aura de sophistication raffinée.



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Contrôle du poids
- Pesage net total



Écran LCD lumineux clairement Interface RS-232/USB pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes avec un nettoyage rapide et efficace conditions d'éclairage des ordinateurs et les imprimantes



Caractéristiques

- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnel pour empêcher le vol de balance

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : mg*, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, unité personnalisable
- Interface : RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 18VDC 830mA
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 15° à 35°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
VETLAB 84i	80g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 214i	210g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 254i	250g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 84e	80g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 214e	210g	0.0001g	80mm ø
VETLAB 254e	250g	0.0001g	80mm ø
VETLPB 223i	220g	0.001g	120mm ø
VETLPB 423i	420g	0.001g	120mm ø
VETLPB 623i	620g	0.001g	120mm ø
VETLPB 823i	820g	0.001g	120mm ø
VETLPB 223e	220g	0.001g	120mm ø
VETLPB 423e	420g	0.001g	120mm ø
VETLPB 623e	620g	0.001g	120mm ø
VETYPB 823e	820g	0.001g	120mm ø
VETLTB 2602i	2600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 3602i	3600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 4602i	4600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 6002i	6000g	0.01g	185x185mm
VETLTB 2602e	2600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 3602e	3600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 4602e	4600g	0.01g	185x185mm
VETLTB 6002e	6000g	0.01g	185x185mm
VETLBB 6001e	6000g	0.1g	185x185mm
VETLBB 8001e	8000g	0.1g	185x185mm
VETLBB 12001e	12000g	0.1g	185x185mm
VETLBB 15001e	15000g	0.1g	185x185mm

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe