


La mini-pompe osmotique est utilisée pour l'administration continue d'une large gamme de médicaments, notamment des anticorps, des facteurs de croissance, des cytokines, des produits chimio thérapeutiques, des substances addictives, des hormones, des stéroïdes et bien d'autres encore.

Elle peut être implantée par voie sous-cutanée ou intrapéritonéale chez les animaux.

Elle minimise les effets secondaires et les variables expérimentales, et réduit le risque de stress dû à la manipulation fréquente des animaux.



Capsule	Drug capacity	100µL				200µL				2 mL		
	Type	1003D	1001W	1002W	1004W	2003D	2001W	2002W	2004W	2ml1W	2ml2W	2ml4W
	Duration	3D	1W	2W	4W	3D	1W	2W	4W	1W	2W	4W
	Pumping Rate (µL/hr)	1.0	0.5	0.25	0.125	2.0	1.0	0.5	0.25	10.0	5.0	2.5

