

MAINTENANCE DE L'INSTRUMENTATION DE TOUTES MARQUES ET DE TOUS MODÈLES

Nos prix sont compétitifs et
adaptés à votre budget.

Chirurgie générale
Microchirurgie et ophtalmologie
Gynécologie
Chirurgie osseuse
Arthroscopie
Coelioscopie
Suture, ligature
Neurochirurgie



Mais aussi

Affûtage micro denture
Affûtage ciseaux céramique
Changement bagues céramique
Réparation bras articulés



Avant Après



Description du service sur produit Inox :

Affûtage pour restaurer le tranchant des instruments.

Réalignement des bras et serrage pour supprimer les jeux.

Sablage pour nettoyer l'état de surface (vos instruments auront une couleur satinée) sauf si vous souhaitez conserver la couleur originale des instruments, auquel cas veuillez nous le signaler impérativement pour ne pas faire de sablage.

ESVI VETOLABO