

## Perforateur auriculaire Eppendorf

Nouvel échantillonneur auriculaire

Ce nouveau poinçon d'oreille Eppendorf innovant remplit la double fonction d'identification et d'échantillonnage de l'ADN pour le dépistage par PCR.

Il peut éliminer la nécessité d'une biopsie de la queue.

Propriété en acier inoxydable de haute qualité - Pointe de coupe de 2mm de diamètre

- Il peut être utilisé avec les tubes Eppendorf standard non fournis.

Référence	Type
VET ID001B Perforateur auriculaire à poinçon Ø2mm	Peut être utilisé avec ou sans tube Eppendorf (non fournis)
VET ID001BO Perforateur auriculaire à poinçon Ø2mm Un accès plus proche de l'oreille - Acier inoxydable - Simple à utiliser - Coupe nette - Peut être utilisé avec ou sans un embout Eppendorf	Peut être utilisé avec ou sans tube Eppendorf (non fournis)



Figure 1 Code VETID001B