

Tondeuse SANS FIL AESCULAP – Référence VETGT416

La mini-tondeuse est utilisée pour tondre les poils des petits animaux.

- Technologie de batterie Li-Ion : jusqu'à 120 minutes de tonte avec un chargement de 90 minutes
- Tête de coupe en acier carbone : longueur de coupe env. 0.5mm et largeur de coupe 24mm
- Accessoires : station de chargement, brosse de nettoyage, flacon d'huile, mode d'emploi
-

L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur.

- Pour garantir un fonctionnement parfait la tête du couteau doit être régulièrement nettoyée et graissée aux endroits correspondants. (Voir « Nettoyage et entretien notice page 52).

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger l'appareil pendant 2 heures

Tête de coupe : La tête de coupe est une pièce d'usure. Même si elle est bien entretenue, elle finit par s'user : [Pièce de rechange disponible](#)

Spécification :

Adaptateur : secteur 100/240 V – 50/60Hz

Capacité : 600mAh

Volume sonore : Inférieur 60dB (A)

Valeur totale d'oscillation : ah inférieure 2.5m/s²

Dimensions : 140x30x36mm

Poids : 115g

Produit : CE

