

Cône d'injection pour rongeurs : Rat Souris

Spécifications : Fabriqué en 100% PERSPEX® rouge & transparent pour une visibilité maximale.

REMARQUE : Nous proposons des tapis antidérapants qui maintiennent le dispositif de retenue en place.

Modèle RAT	Dimensions	Diamètres	Longueur cône	Couleur
VETAH003AR	175x150x140mm	110x25mm	105mm	Rouge
VETAH003A	175x150x140mm	110x25mm	105mm	Transparent

Modèle Souris	Dimensions	Diamètres	Longueur cône	Couleur
VETAH003R	120x85x100mm	60x20mm	55mm	Rouge
VETAH003	120x85x100mm	60x20mm	55mm	Transparent

