

Tapis Semi-Flexible Chauffant VL-7 120x60x0.3cm

Ces tapis de grande taille sont parfaits pour être placés sur une table d'intervention chirurgicale pour grands animaux.

Ce tapis est spécialement conçu pour les applications de laboratoire et autres environnements où la gestion de la température est essentielle. Équipé d'un régulateur intégré, il permet de régler la température en fonction des besoins spécifiques. Son afficheur numérique facilite la surveillance de la température réelle du tapis, garantissant qu'elle reste constante.

Caractéristique	Description
Nom	Tapis Semi-Flexible Chauffant VL-7
Dimensions	120 × 60 × 0.3 cm
Description	Le VL-7 est un tapis chauffant à commande numérique fabriqué à partir de silicone.
Commande numérique déportée	Oui, permet de régler la température selon les besoins spécifiques
Afficheur numérique	Grand afficheur numérique pour surveiller la température réelle du tapis
Plage de température	16°C à 50°C
Puissance	300W – 230 VAC
Conformité	CE
Personnalisation	Tapis réalisés sur mesure. Pour personnaliser la taille, merci de nous consulter

