

Plateforme pour les interventions chirurgicales sur les petits animaux tels que les souris, les rats, les lapins et les chats. Cet appareil innovant permet de cibler facilement avec précision des zones comme la poitrine, l'abdomen, les pattes et le dos, grâce à une combinaison idéale de bouton-pression à ressort, de chaîne de perles et de cordon en nylon. Attachez en toute sécurité et rapidement les pattes et la tête de vos animaux de laboratoire.

- Support pour les masques d'anesthésie à tube concentrique, intégrables au système avec hauteur réglable pour s'adapter à la position de l'animal.
- Couvertures chauffantes en option pour maintenir l'animal à une température idéale pendant l'opération.

Éclairage LED intégré : pour une visibilité accrue,

Nettoyage facile et efficace, utilisez de l'eau, de l'alcool

Caractéristiques techniques de l'appareil :

- **Dimensions de la plateforme** : 310 x 290 x 14mm
- **Puissance** : Réglable de 3000K à 6000K
- **Puissance** : Rechargeable
 - En haute luminosité : Environ 7 heures
 - En faible luminosité : Environ 50 heures
- **Tension de sortie** : DC 5V

230 volts CE

Référence 10-2402

