



E.S.V.I.

# vétolabo

PARTENAIRE DE VOS RECHERCHES

## Système de Réchauffement et Monitoring Thermique à 4 voies pour Souris, Rats, Lapins et Chats

Le maintien de la température corporelle et la surveillance en temps réel des variations de température rectale sont essentiels pour garantir la stabilité des signes vitaux pendant et après une intervention chirurgicale sur de petits animaux. Le dispositif de réchauffement pour animaux VETTC204 répond parfaitement à ces exigences. Conçu pour les animaux de petite et moyenne taille, tels que les souris, les rats, les lapins et les chats, il est largement plébiscité dans les universités, les écoles de médecine et les instituts de recherche. Doté d'un écran LCD, d'une précision accrue, d'un contrôle de température fiable, ainsi que d'un design compact et élégant, le VETTC204 allie efficacité et faible encombrement.

Chaque sortie peut avoir une couverture de taille différente, et les quatre tapis peuvent être contrôlés et ajustés individuellement.

Caractéristique	Description
<b>Fonctionnalités</b>	- Affiche simultanément la température réglée du coussin chauffant et la température rectale.  - Chauffage à rétroaction automatique.
	- Contrôle de 1 à 4 canaux, pour réchauffer 1 à 4 animaux indépendamment.  - Modes : coussin chauffant (Pad) et sonde de température (Probe).
	- Prend en charge les unités °C et °F.  - Limites de température définissables.  - Détection du détachement de la sonde de température.
<b>Réglage de la température</b>	10~50°C pour le coussin chauffant, -30~60°C pour l'environnement opérationnel.
<b>Résolution</b>	0,1°C
<b>Précision</b>	±0,1°C
<b>Sonde de température</b>	Dimensions : 1,5 × 15 mm (standard), câble de 1 m.
<b>Coussin chauffant</b>	Dimensions : 120 × 205 mm (standard), câble de 1 m.
<b>Alimentation</b>	Entrée : 110-220 V, 50/60 Hz ; Sortie : 24 V.
<b>Poids</b>	Dimensions de l'unité principale : 180 × 150 × 110 mm ; Poids : 2,5 kg.
<b>Période de garantie</b>	3 ans

No.	Item No.	Model	Name	Description	Quantity	Remarks
1	36-0004	TC204	Small Animal Warmer	Four channels	1 unit	Standard
2	36-2001		Temperature Probe	ø1.5*15MM	2 pcs	Standard
3	36-2002		Temperature Probe	ø2*30MM		Optional
4	36-2014		Heating Pad	120*205MM, 12V, 35W	2 pcs	Standard
5	36-2013		Heating Pad	70*100MM, 12V, 8W		Optional
6	36-2005		Heating Pad	150*250MM, 12V, 15W		Optional
7	36-2006		Heating Pad	400*600MM, 12V, 40W		Optional
8	36-2007		Heating Pad	200*350MM, DC 12V, 40W		Optional
9	36-2008		Heating Pad	300*500MM, DC 12V, 50W		Optional
10	36-2009		Heating Pad	120*400MM, DC 12V, 40W		Optional

**Note :** La configuration standard inclut l'unité de contrôle, le coussin chauffant (120\*205MM), la sonde de température pour souris (1.515mm) et le cordon d'alimentation.

