



E.S.V.I
Vetolabo
Partenaire de vos recherches

FICHE TECHNIQUE

**Blouse de protection / isolation à U.U verte
P.P 25gr/m², poignets jersey, sachet de 10**



2. Informations sur le dispositif

Référence: FMBLOUSEJERSEY

Dénomination: Blouse de protection / isolation à U.U verte P.P 25gr/m², poignets jersey, sachet de 10

Fabrication: Made in China

Certifié: ISO 13485

Marquage: CE MDR



ESVI VETOLABO
6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex
Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35
91940 Les Ulis cedex
Franck Paolicelli

3. Descriptif du dispositif

- Blouse de protection à usage unique. Permet de limiter la transmission d'agents infectieux entre le personnel soignant et les patients durant les interventions chirurgicales.
- Poignets JERSEY
- **Couleur:** Verte
- **Stérile:** Non
- **Usage Unique:** Oui
- **Grammage:** 25gr/m²
- **Dimensions:** 120*135cm

4. Composition

POLYPROPYLENE non-tissé, sans latex

5. Conditions de conservation et de stockage

A l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité

6. Conditionnement

Référence	Taille	Unités / sachet	Sachet / carton
BLOUSEJERSEY	120x135cm	10	10