

Référence	Désignation	Conditionnement
VET936155	Champs stériles non-tissé/PE, non troué, sans adhésif 75 cm x 75 cm	• 50 Couleur : Bleu
VET277500	Champs stériles non-tissé/PE, non troué, sans adhésif 45 cm x 75 cm	• 65 Couleur : Bleu
VET277537	Champs stériles troués diam. 7cm, avec adhésif 50x60cm	• 70 Couleur : Bleu
VET277517	Champs stériles troués 7cm avec adhésif 75x90 cm	• 40 Couleur : Bleu
VET277549	Champs stériles trousés 50x60cm, non tissé / PE, sans adhésif	• 70 Couleur : Bleu
VET277506	Champs stériles 90x150cm, non tissé / PE, sans adhésif	• 20 Couleur : Bleu
VETCSN-301	Champs stériles non-tissé/PE, Troués 8cm avec adhésif, 50 x 55 cm	• 50 Couleur : Bleu
VET277503	Champs stériles troués non tissé sans adhésif 45 x 75 cm	• 65 Couleur : Bleu
VET936152	Champs Stériles, 120x150cm, non tissé / PE, sans adhésif	• 30 Couleur : Bleu
VET277502	Champs Stériles 75x90cm, non tissé / PE, sans adhésif	• 35 Couleur : Bleu
VETBV488-139	Champs stériles non-tissé/PE, 2 plis non troué, sans adhésif 50 x 60cm	• 60 Couleur : Bleu
VETBAS4881-501	Champs stériles non-tissé/PE, non troué, 38x45cm	• 145 Couleur : Bleu
VETBV4881-502	Champs stériles non-tissé/PE, non troué, bleu, sans adhésif 75 cm x 45 cm	• 90 Couleur : Bleu

- **Caractéristiques :**

- Champ en non tissé absorbant et imperméable.
- Stérile à usage unique.
- Utilisés pour la protection stérile du bloc opératoire.
- Type de matériau : matériau Protect
  - 1 couche de non tissé absorbant en polypropylène hydrophile
  - 1 couche de polyéthylène
- Coloris : Bleu
- Dimensions : divers

- **Normes :**

- Le champ est conforme à la norme NF EN13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande).
- Foliodrape® Protect Champ opératoire est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).
- Absence de latex.
- Absence de phtalates.
- Absence de colophane.

