

Compresses

Compresses en non-tissé stériles

Description

Compresses en non-tissé stériles en viscosse polyester

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Très absorbant

Compresses 4 plis (Existe en 8 plis)

Poids : 40 g/m²



Références	Dimensions	Conditionnement
VET25210	5 cm x 5 cm	Sachet de 2
VET25220	7,5 cm x 7,5 cm	Sachet de 2
VET25230	10 cm x 10 cm	Sachet de 2
VET25211	5 cm x 5 cm	Sachet de 5
VET25221	7,5 cm x 7,5 cm	Sachet de 5
VET25231	7,5 cm x 10 cm	Sachet de 5
VET25241	10 cm x 10 cm	Sachet de 5
VET25251	10 cm x 20 cm	Sachet de 5

Compresses

Compresses de Gaze non stériles 8 plis 17 fils 5 cm x 5 cm sachet de 100 compresses

Durée de validité du produit : 5 ans à partir de la date de fabrication.

Référence	Nombre de fils	Nombre d'épaisseurs	Dimensions pliées	Code ACL EAN 13
101	17	8	5 x 5 cm	34010 5407410 3
102	17	8	5 x 7,5 cm	24010 5401020 1
103	17	8	7,5 x 7,5 cm	34010 5407433 2
104	17	12	7,5 x 7,5 cm	34010 5407953 5
105	17	8	8 x 10 cm	24010 5401050 8
107	17	8	10 x 10 cm	24010 5401070 6
108	17	12	10 x 10 cm	34010 5407982 5
109	17	16	10 x 10 cm	34010 5407999 3

Classe du DM :

I selon l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE

Description du DM :

- **Composition** : 100% coton.
Absence de latex, absence de produits d'origine animale et absence de phtalates.
- **Conditionnement** : 10 paquets de 100 compresses par carton de 1 000 unités.
- **Etiquetage** : Conforme à la norme EN 980.