

Tables D'opération Rongeurs

Le plateau est en acier inoxydable plat, mesurant 23x23cm.


Une répartition uniforme de la chaleur est maintenue sur toute la surface du plateau par un serpentin placé en dessous.

Un capteur de température numérique contrôle la surface du plateau.

La table est équipée de 2 voyants lumineux :

- 1 voyant s'allume lorsque la table est en cycle de chauffage,
- 1 voyant s'allume lorsque la table commute.

Caractéristiques du modèle :

- Double affichage numérique : 
- Afficheur « PV » : indique la température actuelle du plateau de la table,
- Afficheur « SV » : indique la température de consigne réglée par l'utilisateur,
- Plage du contrôleur de température numérique : 5 °C au-dessus de la température ambiante et jusqu'à 70 °C,
- Dessus en acier inoxydable AISI304,
- Sont incluses 4 tiges verticales à monter sur le rebord du plateau,
- Pieds inclinables
- CE



- Version 230V 50Hz - **Référence : VETC-S2**